Zeitschrift: La Croix-Rouge suisse Herausgeber: La Croix-Rouge suisse

**Band:** 92 (1983)

Heft: 4

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 25.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



# L'Utilitaire doté d'un moteur à cylindres opposés à plat, refroidi par eau!



De 1600 cm³ à 1900 cm³ et de 50 ch à 78 ch. Moteur à essence ou diesel, construit spécialement pour les utilisations variées des véhicules utilitaires. L'Utilitaire est vendu déjà à partir de fr. 18'780.-









MET TOUT AU NET

Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich, tél. 01/42 14 14


Toujours à portée de main...

# Désogène Geigy

pour le nettoyage des plaies superficielles, la désinfection des mains et de la vaisselle des malades, la stérilisation des instruments et seringues

Désogène liquide

Teinture de Desogène



## Une médaille **Huguenin!**


La plus belle récompense pour ceux qui se mettent en valeur.

Pour donner du relief à un succès, à une victoire; rien ne remplace le prestige d'une belle médaille Huguenin.

**Edelste Ehrung** für Spitzenleistungen.

Sie adelt den Empfänger und würdigt gleichzeitig den Spender.






**neo\_print** das perfekte Beschriftungsgerät zur typografisch erstklassigen Herstellung von Schildern und Einzelplakaten, für

SPITÄLER

Schulen, Museen, Bibliotheken, Behörden usw. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Ca. 100 Schriftgrössen und Schrifttypen. Ausführliche Katalogunterlagen mit Anwendungsbeispielen und Preisen stehen Ihnen unverbindlich auf Anforderung zur Verfügung. Wir liefern auch Wortstempel für wiederkehrende Begriffe.



Moeschlin AG

8401 Winterthur, Telefon 052 2212 07



Nous recherchons. Nous développons. Nous produisons. A Schaffhouse.



Analgésiques. Antirhumatismaux. Antimycosiques. Contraceptifs.

#### Transports et voyages

dans le monde entier avec



Bâle, Brigue, Buchs, Chiasso, Genève, Romanshorn, St-Gall, St-Margrethen, Schaffhouse, Vallorbe, Zürich



#### Somatra AG

Ihr Spediteur

- Ihr Spezialist für Überseesendungen
- für kürzeste Laufzeiten im Verkehr mit den europäischen Ländern (Sammelverkehre)
- als Fachmann für Luftfrachten

**Neu:** Lastwagenverkehre nach Marokko und Tunesien für *Stückgüter*.

 SOMATRA SA
 SOMATRA AG
 SOMATRA AG

 4, rue de la Maladière Weyermannsstr. 12
 Wehntalerstr. 3

 1211 Genève
 3001 Bern
 8057 Zürich

 Telefon 022 29 29 11
 Telefon 031 25 53 93
 Telefon 01 363 53 66



# N-Multistix

### La densité urinaire sur stix

Le N-MULTISTIX SG simplifie considérablement l'analyse urinaire: plus besoin de densimètre ou de réfractomètre, diminution du nombre de manipulations, gain de temps. Les 8 paramètres + la densité urinaire sont lus en l'espace de 45 à 60 secondes.

## Comment fonctionne la densité urinaire sur stix?

La base du test est un *polyélectrolyte* (polymère contenant des groupes carboxyliques).

La présence de sels dans l'urine facilite la dissociation des groupes carboxyliques et augmente donc l'acidité. Plus la concentration de sels dans l'urine sera élevée, plus la concentration protonique augmentera. En présence d'un indicateur (le bleu de bromothymol) la plage virera du bleu-vert foncé à faible concentration ionique (SG = 1.000) au jaune-vert à haute concentration ionique (SG = 1.030).

"Theory and principles of the test" disponible sur demande.

Tous les résultats (y compris la densité) en l'espace de 45–60 secondes.



#### Les autres paramètres:

En plus de la **densité urinaire** le N-MUL-TISTIX SG permet la détermination du **ph** – réparti sur 7 plages, en indiquant également les ½ unités de pH et la recherche simultanée des paramètres suivants:

■ protéines: différenciation claire entre négatif / traces / 30 mg/dl ■ glucose ■ corps cétoniques (nouveau: plus sensible) ■ bilirubine ■ sang (nouvelle plage réactive) ■ nitrites ■ urobilinogène.



