Zeitschrift: Fachblatt für schweizerisches Heimwesen = Revue suisse des

établissements hospitaliers

Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen

Band: 50 (1979)

Heft: 4

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Zur Lösung der Probleme der urologischen Verweilkatheter bietet Vifor:



Die Spülung des Verweilkatheters mit Uro-Tainer – einem geschlossenen System – ist einfach und wirksam: Das Einfliessen der Lösung dauert nur wenige Sekunden und erfolgt durch das Universal-Anschlussstück

- der Uro-Tainer ist sauber, diskret, hygienisch und zeitsparend
- keine Hilfsmittel erforderlich
- gebrauchsfertig und zur einmaligen Verwendung bestimmt
- leicht auf Körpertemperatur vorzuwärmen
- Infektionsgefahr beseitigt
- garantierte Sterilität (35 Min. bei 118°)

6 verschiedene Lösungen verfügbar:

- mechanisch wirkend:Aqua NaCl 0,9%
- bakteriostatisch:
 Chlorhexidin 0,02% Mandelsäure 1%
- zur Vorbeugung der Kristallbildung:
 Suby G-Lösung Solutio R

Mit Uro-Tainer gehört die klassische Methode von jetzt ab der Vergangenheit an. Muster und Dokumentation stehen zur Verfügung.





Neue Strategie gegen die Hauptfeinde in Spitälern.

Das TASKI-Gesamtsystem für Desinfektion und Reinigung

Hauptfeinde in Spitälern? Das sind anerkanntermassen Schmutz, Keime – und Kosten! Das TASKI-System geht gegen alle drei gleichzeitig vor. Es ist wirksamer, einfacher, schneller

und sparsamer als alle bisherigen Methoden.

<u>4 Neuentwicklungen</u> für kombinierte Desinfektion
und Reinigung:

1. das Gerät

mit eingebautem 1,5-Liter-Behälter für dosierbare Abgabe der Desinfektionslösung während des Nasswischens. Erhebliche Einsparungen an Arbeitszeit, Material und Instruktionsaufwand.

2. das 3D-Tuch

Frottéartig, vollsynthetisch, optimal durchlässig für Desinfektionslösung, hohes Schmutzaufnahmevermögen.

3. der Wagen

mit zwei grossen, verschiedenfarbigen Behältern für saubere und gebrauchte Tücher (keine Verwechslungsgefahr). Mit Halterung für Gerät und 10-Liter-Kanne.

4. die Produkte

Für die Anforderungen im klinischen Bereich entwickelt und erfolgreich geprüft. Geruchlos. Mit breitem bakterizidem und fungizidem Wirkungsbereich. Langzeitwirkung.

> TASKI DS 2000 mit kationischen Ammoniumverbindungen



Verlangen Sie unverbindlich unsere Dokumentation oder eine persönliche Beratung.









von

WANDER

2 Qualitätsprodukte DAWA für vermehrte Abwechslung im Menüplan

Diät-Flan DAWA

ohne Zucker – künstlich gesüsst – kalorienarm Aromen: Vanille und Kakao Speziell geeignet für Diabetiker, Altersdiabetes und kalorienreduzierte Kost


Birchermüesli DAWA


schnelle Zubereitung – kurze Quellzeit Beutelinhalt auf 1 Liter Milch abgestimmt = Warenaufwand genau kalkulierbar!

Alle Fragen beantwortet Ihnen geme unser Herr Arnold, Abt. Grossverbraucherprodukte WANDER AG BERN, Tel. 031/455021 intern 296

₩ 79.40.02







SCAN MODUL

Versorgungs- und Transportsystem.

- ein ausgereiftes Bau-kastensystem mit mehr als 180 auswechsel-baren Einzelteilen äusserst flexibel und deshalb auch ideal zum
- Anpassen an bestehende Einrichtungen, zum Ausbauen und zum nachträglichen Ändern speziell für Heime und
- Spitäler hergestellt mit

hochwertigen Materia-lien wie Chromnickel-stahl, ABS Kunststoff, Rilsan-Beschichtung, usw.

- usw. hygienisch, wärmebe-ständig und leicht zu reinigen Modulgrösse ISO-Norm 60x40 cm (+ ½ Modul 40x30 cm) = ¼ Europa-nalette palette

ob Neubau, Ausbau oder Umbau SCAN MODUL System bietet interessante Lösungen Lassen Sie sich beraten!

SKAN AG 4009 Basel, Tel. 061/388986

Schubigers Monatsangebot Nr. 34 Grosse Holzperlen im Aufbewahrungs-glas Ca. 150 grosse Holzperlen, Ø15 mm und 8 × 16 cm, Farben und Formen gemischt, in Aufbewahrungsglas statt nur Weitere Perlen zum Basteln finden Sie im Schubiger Gesamtkatalog auf den Seiten 104 – 107 Ich profitiere von Ihrem Angebot. Senden Sie mir: Aufbewahrungsgläser mit grossen Holzperlen für nur 13. - statt 20. -Adresse: _ Ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: M Schubiger Verlag

Postfach 525, 8401 Winterthur, Tel. 052 29 72 21

REDI AG

Ihr Treuhänder Tel. 054/34921 Ihr Partner Freiestrasse 11 8500 Frauenfeld

<u>BEDEUTET EINE BESSERE ZUKUNFT FÜR</u>

<u>DAS FINANZ- & RECHNUNGSWESEN IM HEIM</u>

