Zeitschrift: Fachblatt für schweizerisches Heimwesen = Revue suisse des

établissements hospitaliers

Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen

Band: 50 (1979)

Heft: 5

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more


Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch




Spitalwannen


und Patientenlifter mit Sitz



Die Sitzplatte ist über dem Bett abgesenkt. Der Patient wird sanft auf die Sitzplatte übernommen und mit Rückenlehne transportiert.



Patient über Badewanne B-0745 bringen und auf Sitz ins Wasser absenken.




Mit weggeklappten Stützen geniesst der Patient volle Bewegungsfreiheit, bleibt aber auf dem Sitz, auf dem er wieder herausgehoben wird.

SIC

SIC AG Wartenbergstrasse 15 CH-4020 Basel Telex 62 640 Telefon 061 41 97 84 Dank hervorragender Qualität und ausserordentlicher Leistungsfähigkeit sind LIPS-Schälmaschinen sämtlichen Anforderungen der modernen Verpflegungsbetriebe gewachsen.



JAKOB LIPS, Maschinenfabrik 8902 Urdorf, Tel. 01 734 21 08



TOILETTEN-SPIEGELSCHRÄNKE

mit Kipp- oder Schrägspiegel


Praktisch und angenehm für Behinderte, Kranke und ältere Leute, da sie sich für die Toilettenpflege vor dem Spiegel **setzen** können.

Individuell im Baukastensystem (auch Innenausbau) zusammenstellbar.

Seifen- / Desinfektionsmittelspender auf Wunsch eingebaut.

Besonders geeignet für Spitäler, Alters- und Pflegeheime.

SKAN AG 4009 Basel, Tel. 061 / 38 89 86



TLG-Treppenlifte

mit Sitz oder Rollstuhlplattform

Mit dem TLG-Treppenlift können Sie unabhängig von der Treppenform mehrere Stockwerke überwinden!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

RIGERT MASCHINENBAU AG IMMENSEE

Telefon 041 81 21 14

Das Messeri-Badelift-System – die Lösung Ihrer Badeprobleme.

Einfache Montage.

Der leicht transportable, ca. 10 kg schwere Badelift kann durch schraubenartiges Drehen der Halterung an jedem Wannenrand befestigt werden.

Dank diesen Eigenschaften wird das Gerät seit langem mit grossem Erfolg im gesamten Pflegebereich angewendet. So zum Beispiel von Gemeinde- und Krankenschwestern für individuelles Wannenbaden ihrer Pflegebedürftigen.

Sofort betriebsbereit.
Ist der Badelift am Wannenrand befestigt, ist er auch schon betriebsbereit.
Dank der durchdachten
Technik funktioniert der
Lift ohne jeden Strom-

Hohe Sicherheit.

Die solide, auf alle mög-



Die Rückenlehne kann, je nach Bedarf, beidseitig montiert werden.

lichen Anwendungsarten und Bedienungsfehler geprüfte und getestete Sicherheitskonstruktion aus Leichtmetall bietet Ihnen 100% Sicherheit.

Sympathische Bequemlichkeit.

Wie auf einen Stuhl, in normaler Sitzhöhe, kann sich der Badende bequem und meist auch ohne



Der Messerli-Badelift ist auch mit Kinderliegeschale lieferbar.

fremde Hilfe setzen. Durch einen leichten Händedruck wird der Badelift sanft ins Wasser gesenkt und wieder angehoben. Die Bewegungsfreiheit bleibt dabei uneingeschränkt



Bedürfnisgerechte Anpassung.

Der Messerli-Badelift ist mit Rückenlehne und Kinderliegeschale lieferbar und kann somit den individuellen Bedürfnissen spezieller Behinderungen, Lähmungen usw. angepasst werden.

Zuverlässiger Service.Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da: 2 Jahre Garantie und schneller, zuverlässiger Service.

Ausgezeichnete Referenzen stehen Ihnen zur Verfügung. Verlangen Sie unseren Spezialprospekt oder besuchen Sie unseren Vorführraum. Ihr Anruf genügt.

Rehabilitationshilfen Schäfligrabenstrasse 32 8304 **Wallisellen** Telefon 01/8303052



Verlangen Sie ein Musterpaket. Spezialkonditionen für Abschlüsse.



Mit freundlichen Grüssen



FISCHLIN AG, ARTH Tel. 041 82 13 77/78





Erste-Hilfe-Koffer Tragbahren Transport-Stühle Ambulanz-Fahrzeuge Sanitäts-Mobiliar Phantome u. Moulagen

W. H. Widmer Kommunalbedarf Loostrasse 7 CH-8803 Rüschlikon





Toilettenstühle, Rollstühle, Elektro-Rollstühle, 16 Standardmodelle, auch Spezialausführungen, mit vielseitigem Zubehör.


Wählen Sie das **Bessere** durch individuelle, kostenlose und unverbindliche **SKS-Beratung**, sie bietet Gewähr für Ihr passendes Fortbewegungs-Hilfsmittel. Verlangen Sie unseren ausführlichen Prospekt mit Preisliste.

Glarner-Rollstühle

SKS METALLBAU AG, 8762 Schwanden, Tel. 058 81 12 22 / 81 19 57



Zur Lösung der Probleme der urologischen Verweilkatheter bietet Vifor:



Die Spülung des Verweilkatheters mit Uro-Tainer – einem geschlossenen System – ist einfach und wirksam: Das Einfliessen der Lösung dauert nur wenige Sekunden und erfolgt durch das Universal-Anschlussstück

- der Uro-Tainer ist sauber, diskret, hygienisch und zeitsparend
- keine Hilfsmittel erforderlich
- gebrauchsfertig und zur einmaligen Verwendung bestimmt
- leicht auf Körpertemperatur vorzuwärmen
- Infektionsgefahr beseitigt
- garantierte Sterilität (35 Min. bei 118°)

6 verschiedene Lösungen verfügbar:

- mechanisch wirkend:Aqua NaCl 0,9%
- bakteriostatisch:
- Chlorhexidin 0,02% Mandelsäure 1%
- zur Vorbeugung der Kristallbildung:
 Suby G-Lösung Solutio R

Mit Uro-Tainer gehört die klassische Methode von jetzt ab der Vergangenheit an. Muster und Dokumentation stehen zur Verfügung.





Vifor S.A. Genève