Zeitschrift: Schweizer Heimwesen : Fachblatt VSA Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen

Band: 61 (1990)

Heft: 4

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Offizielles Organ des Vereins für Schweizerisches Heimwesen und der ihm angeschlossenen Regionalverbände und Fachgruppen



Durch Elektro-Hebesystem noch bequemer und praktischer. Dies zeichnet den Standard-Patienten-Lifter zusätzlich aus: patientengerecht, pflegeleicht, robust - ein unentbehrliches Hilfs-System für den täglichen Einsatz.

Systemdetails:

• Extrem leichte elektrische
Höhenverstellung per Knopfdruck, Handtaster mit flexiblem Bedien-

 Energiesparendes, in der Geschwindigkeit stufenlos regel-

bares Ablassen (akkuunabhängig!) per Hydraulik-Ventilhebel.

 Steckdosenunabhängiger Akkubetrieb (12 V) für ca. 250

Reserveanzeige im Handtaster für drei bis vier Hübe.

 Wandmontierte Ladestation, sekundenschneller Akkuwechsel.

 Höchstmass an Leichtlauf (z.B. auf Teppichböden) und Mobilität durch vier Lenkrollen, Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller.

 Schlagfeste Kunststoffbeschich tung aller äusseren Stabteile.

Štosskanten mit PVC-Ummante



Standard-Sitzlift

Technik im Detail:

- Tragkraft max. 150 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Breite: 750 mm
- Tiefe: 930 mm
- Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 250 bis ca. 930 mm).
- Sitzfläche körpergerecht, hygienisch, abnehmbare, grosse ovale Pflegeöffnung.
- Haltegriffe aus rostfreiem Edelstahl, hochklappbar und abnehmbar.
- PVC-Rückenlehne für den Einsatz an beiden Haltegriffen.
- Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Sitzlift Typ-Nr. 3990.996




Standard-Liegelift

Technik im Detail:

- Tragkraft max. 140 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Breite: 1070 mm
- Tiefe: 750 mm
- Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 210 bis ca. 890 mm).
- Bequeme, wasserfeste Polsterauflage mit mehreren Wasserablaufrinnen und -öffnungen.
- Fuss- und Rückenteil fünffach verstellbar.
- Fussstütze aus Edelstahl, rostfrei.
- Breiter Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Liegelift Typ-Nr. 3991.999



Zubehör:

Reserve-Akku, 12 V Typ-Nr. 4130.000

Sitzpolster

Bequem, wasserfest mit grosser runder (Ø 170 mm) Pflege- bzw. Toilettenöffnung

Typ-Nr. 4022.000

So einfach geht's:


- Standard-Sitzlift/Standard-Liegelift an das Bett heranfahren (von links oder rechts möglich), Sitz/Liege absenken, Lenkrollen feststellen.
- Patient auf die Sitz-/Liegefläche drehen.
- Sitzlift: Patient aufrichten er hält sich am Haltegriff fest -, Rückenstütze in Position bringen.

Steckbecken-Halterung An der Unterseite des Sitzes montiert.


Typ-Nr. 4023.100

Steckbecken mit Deckel Aus rostfreiem Edelstahl. Typ-Nr. 4023.000

- Liegelift: Rückenteil mit dem Patienten aufrichten und arretieren.
- Patient mit dem Gurt sichern.
- Jetzt wird der Sitz/die Liege elektrisch angehoben und der Radfeststeller gelöst. Transportieren, Umbetten, Toilettenbenutzung, Duschen, Wannenbad. Leicht für das Personal, bequem und sicher für den Patienten.








Technische Änderungen vorbehalten.


PATIENTENLIFT




ELEKTRISCH HEBEN, IM EINSATZ PORTABEL











Inhaber Peter Hässig Im Schossacher 15 · 8600 Dübendorf Tel. 01/821 64 35 · Tx. 825 363 · Fax 821 64 33 Fabrikation und Handel von Klinik- und Praxisgeräten

Fabrication et commerce d'appareils pour cliniques et cabinets de consultations

BELIE Urinbeutel-Cutter UBC 115



Der Urinbeutel-Cutter UBC 115, als sinnvolle Ergänzung des Ausgussraumes, erledigt die unangenehme Arbeit der Urinbeutelentleerung auf saubere und hygienische Art.



- einfache Bedienung
- sauber, dank 15 Sekunden Spülzeit
- Nachrüstung bestehender Anlagen ist kein Problem

Patent 654 479

BELIDOX

BELINOX AG - CH 5608 STETTEN

Telefon 056/96 01 71 Telex 828 239 Telefax 056/96 12 66

600 m² und ein neuer Name ...



. . die bekannte Produktevielfalt und Qualität der Basler Eisenmöbelfabrik AG präsentieren wir Ihnen ab sofort in unserem neuen Verkaufsdomizil in Sissach, auf einer Ausstellungsfläche von über 600 m².

> Gleichzeitig haben wir unseren vollen Firmennamen zum aktuellen, einprägsamen Firmenlogo «bemag sissach» zusammengefasst.

Geblieben ist unser umfangreiches Lieferangebot vom Spitalmobiliar über Schul- und Informatikmöbel bis hin zu Objektmöbelprogrammen . . .

bemag sissach, ein neuer Name für bekannte Qualität!



Basler Eisenmöbelfabrik AG

Verkauf und Ausstellung Tel.061/984066 Netzenstrasse 4 Postfach 4450 Sissach

Uro-Tainer®

Ein neues System für die Spülung der Verweilkatheter

Mit dem Uro-Tainer wird die Versorgung der Urethralkatheter einfach, schnell und wirksam

- Die Manipulation ist auf ein Minimum reduziert
- Das geschlossene Spülsystem sichert die Keimfreiheit
- Das System ermöglicht die unmittelbare Anwendung
- Das neue sterile, universelle Anschlussstück, an alle Kathetermodelle anpassbar und mit einer speziellen Schutzkappe versehen, sichert die Dichtigkeit und die Unverletzlichkeit des Systems

Uro-Tainer bietet eine Zeit- und Materialsparende Spülmethode

Vorbeugung der Sedimentbildung

Suby G-Lösung Solutio R

Desinfizierende Wirkung

Chlorhexidin 1/5000 Mandelsäure 1%

Mechanische Wirkung

NaCl 9 g/l*

Handelsform

Packungen mit 10 Uro-Tainer zu je 100 ml

*Das Uro-Tainer «M» NaCl 9 g/l-Modell, mit einem Eingang für Medikamente versehen, ermöglicht den Zusatz und die Verabreichung von Antibiotika, Antiseptika, Antimykotika, Zytostatika, Kortikosteroiden u.s.w., die bei bestimmten pathologischen Zuständen in die Harnblase instilliert werden.

Hersteller und Vertrieb **Schweiz:**Vifor SA Route d'Annecy, 48 Postfach 365 CH-1227 Carouge/Genf Tel. (022) 42 21 20 Telex: 422 281 Telefax: (022) 42 34 72
Vertrieb: **Belgien:** Vifor Belgium S.A. Chaussée d'Alsemberg, 1001 B-1180 Brussel Tel. (02) 370 47 41
Telex: 23 450 **Deutschland:** Farco-Pharma GmbH Matthias-Brüggen-Str. 82 Postfach 30 05 20 D-5000 Köln 30 Tel. (0221) 59 40 61 Telex: 888 2693 Telefax: (0221) 1652 430 **Holland:** Roussel BV. Postbus 100
NL-3870 CC Hoevelaken Tel. (03495) 33 911 Telex: 79 032 Telefax: (03495) 35 017 **Grossbritannien:** CliniMed Ltd Cavel House Amersham Hill GB-High Wycombe Bucks HP 13 6NZ
Tel. (0494) 444 027 Telex: 940 13 502 Telefax: (0494) 463 650