Zeitschrift: Schweizer Heimwesen : Fachblatt VSA Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen

Band: 61 (1990)

Heft: 9

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch






Durch Elektro-Hebesystem noch bequemer und praktischer. Dies zeichnet den Standard-Patienten-Lifter zusätzlich aus: patientengerecht, pflegeleicht, robust – ein unentbehrliches Hilfs-System für den täglichen Einsatz.


Systemdetails:


- Extrem leichte elektrische Höhenverstellung per Knopfdruck, Handtaster mit flexiblem Bedienkabel.
- Energiesparendes, in der Geschwindigkeit stufenlos regel-

bares Ablassen (akkuunabhängig!) per Hydraulik-Ventilhebel.

- Steckdosenunabhängiger Akkubetrieb (12 V) für ca. 250 Hübe.
- Reserveanzeige im Handtaster für drei bis vier Hübe.
- Wandmontierte Ladestation, sekundenschneller Akkuwechsel.
- Höchstmass an Leichtlauf (z.B. auf Teppichböden) und Mobilität durch vier Lenkrollen, Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller.
- Schlagfeste Kunststoffbeschichtung aller äusseren Stabteile.
- Štosskanten mit PVC-Ummantelung.









Standard-Sitzlift

Technik im Detail:

- Tragkraft max. 150 kg
- Fahrgestellabmessungen
- ® Breite: 750 mm
- ® Tiefe: 930 mm
- © Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 250 bis ca. 930 mm).
- Sitzfläche körpergerecht, hygienisch, abnehmbare, grosse ovale Pflegeöffnung.
- grosse ovale Pflegeöffnung.

 Haltegriffe aus rostfreiem
 Edelstahl, hochklappbar und
- abnehmbar.

 PVC-Rückenlehne für den
- Einsatz an beiden Haltegriffen.

 Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.
- Standard-Sitzlift Typ-Nr. 3990.996

Standard-Liegelift Technik im Detail:

- Tragkraft max. 140 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Breite: 1070 mm
- ® Tiefe: 750 mm
- © Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 210 bis ca. 890 mm).
- Bequeme, wasserfeste
 Polsterauflage mit mehreren
 Wasserablaufrinnen und
 -öffnungen.
- Fuss- und Rückenteil fünffach verstellbar.
- Fussstütze aus Edelstahl, rostfrei.
- Breiter Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Liegelift Typ-Nr. 3991.999

Zubehör: Reserve-Akku, 12 V Typ-Nr. 4130.000

Sitzpolster

Bequem, wasserfest mit grosser runder (Ø 170 mm) Pflege- bzw. Toilettenöffnung.

Typ-Nr. 4022.000

So einfach geht's:

- Standard-Sitzlift/Standard-Liegelift an das Bett heranfahren (von links oder rechts möglich), Sitz/Liege absenken, Lenkrollen feststellen.
- Patient auf die Sitz-/Liegefläche drehen.
- Sitzlift: Patient aufrichten er hält sich am Haltegriff fest –, Rückenstütze in Position bringen.


Steckbecken-Halterung An der Unterseite des Sitzes montiert. Typ-Nr. 4023.100

Steckbecken mit Deckel Aus rostfreiem Edelstahl. Typ-Nr. 4023.000

- Liegelift: Rückenteil mit dem Patienten aufrichten und arretieren.
- Patient mit dem Gurt sichern.
- Jetzt wird der Sitz/die Liege elektrisch angehoben und der Radfeststeller gelöst. Transportieren, Umbetten, Toilettenbenutzung, Duschen, Wannenbad. Leicht für das Personal, bequem und sicher für den Patienten.








Technische Änderungen vorbehalten.


PATIENTENLIFT




ELEKTRISCH HEBEN, IM EINSATZ PORTABEL









(Hess) CH-Dübendorf

Inhaber Peter Hässig Im Schossacher 15 · 8600 Dübendorf Tel. 01/821 64 35 · Tx. 825 363 · Fax 821 64 33 Fabrikation und Handel von Klinik- und Praxisgeräten

Fabrication et commerce d'appareils pour cliniques et cabinets de consultations

21 Möglichkeiten, den Tag zu beginnen

Oder: 21 Tage lang Abwechslung ins Morgenessen bringen. Nur das Konfitüren-Sortiment von Räber bietet Ihnen diese Vielfalt der Auswahl in praktischen Portionen-Dosen oder wirtschaftlichen Grosspackungen. Darunter finden Sie auch 7 zuckerfreie Sorten - von Fischlin, dem Spezialisten für Diätkonfitüren - mit 75 % weniger Kalorien als herkömmliche Konfitüren.

Viele Früchte stammen direkt vom Bauer aus dem Zentralschweizer Anbaugebiet damit Sie Konfitüren mit dem echten Geschmack der Natur auftischen lassen können. Verlangen Sie eine Bemusterung.

Herstellung und Vertrieb von Fischlin-Konfitüren:





Wussten Sie, dass bereits . . .

1871 die Firma Arnold gegründet wurde . . .

1910 jährlich 500 000 Stühle produziert und verkauft wurden . . .

1926 täglich 1200 Bettstellen gefertigt und ausgeliefert wurden . . .

1990 wiederum viele interessante Neuerungen für Sie bereitstehen?

INFO-BON ARNOLD

Bitte senden Sie mir Unterlagen über

☐ Betagten- und Pflegebetten

☐ Tische und Stühle

□ Zimmereinrichtungen

Name:

Adresse:

PI 7/Ort

MEYER MEDICAL, Lauetstr. 39 8112 Otelfingen, Tel. 01 844 47 87



BELICOX Urinbeutel-Cutter UBC 115



Der Urinbeutel-Cutter UBC 115, als sinnvolle Ergänzung des Ausgussraumes, erledigt die unangenehme Arbeit der Urinbeutelentleerung auf saubere und hygienische Art.



- einfache Bedienungsauber, dank15 Sekunden Spülzeit
- Nachrüstung bestehender Anlagen ist kein Problem
- Patent 654 479

BELIDOX

BELINOX AG - CH 5608 STETTEN


Telefon 056/96 01 71 Telex 828 239 Telefax 056/96 12 66



Seit 1932 produzieren wir Schweizer Qualität zu interessanten Preisen für den Arztund Spitalbereich.

Als Familienunternehmen in überschaubarer Grösse bieten wir zuverlässigen und persönlichen Service.







Ein vielfältiges Sortiment elastischer Binden stellen wir heute noch mit derselben Liebe und Sorgfalt her wie vor bald 60 Jahren. Dank modernster Technik wird ein maximaler Qualitäts-Standard unter Berücksichtigung einer umweltbewussten Produktion erreicht. Dabei verzichten wir gänzlich auf Chlorbleiche, formaldehydoder FCKW-haltige Produkte. Zeitgemässe und erprobte Materialien, wie z.B. Baumwolle/Lycra®, garantieren für nie ermüdende Elastizität, und dies gilt für unsere naturfarbenen Binden genauso wie für die bunten. Als flexibles Unternehmen liefern wir prompt, zuverlässig und - dank Cargo Domizil - erst noch umweltfreundlich.

Wernli AG Verbandstoff-Fabrik

CH-4852 Rothrist-Gländ Telefon 062/441616 Telefax 062/44 42 52



SAUBERE

neue Reinigungs- und Desinfektionsautomaten-Programm von MEIKO

Das ist Top-Technik für die hohen hygienischen Anforderungen.

Und höchste Sicherheit beim Waschen, Spülen und Desinfizieren von Steckbecken, Urinflaschen und anderen Pflegegeschirren.

Geräte mit vollelektronischer Steuerung, Pumpenautomatik, Duo-Power-Waschsy-stem, perfekter Desinfektionstechnik stem, perfekter Desinfektionstechnik u.v.a.m. Vom kompakten Einzelgerät bis zur komplett ausgestatteten Pflegekombination




J. KOBELT AG 8117 FÄLLANDEN 01/825 06 11

Suisse romande: R. Seematter, 021/9214786



Ödeme unter Druck setzen!



lympha-mat®

Kompressionssystem mit intermittierenden Druckwellen

INDIKATIONEN:

- primäres und sekundäres Lymphödem
- Phlebödem
- Lipödem
- zyklisch-idiopatisches Ödem
- Mischformen
- Ödem infolge Arthritis, multipler Sklerose oder rheumatischer Affektion
- Armlymphödem nach Brustamputation
- Ödem nach Entfernung von Gipsverbänden
- posttraumatisches Ödem
- Schwangerschaftsvaricosis
- Lymphdrüsenexstirpation in der Leistenbeuge
- Venenligatur, postoperativ (Crossektomie oder Strippingoperation)
- Thromboseprophylaxe

	de secion		
	7_		
47	45	714	

FRITAC MEDIZINTECHNIK AG 8031 Zürich Hardturmstrasse 76 Telefon 01/271 86 12

	PA II
M M	VI
	1 /1
	1 1

Bitte ausschneiden und einsenden an

FRITAC AG Postfach 8031 Zürich

Ich interessiere mich für: (Gew. bitte ankreuzen)

☐ Offerte für _____

□ Demonstration von:

Name

Strasse

PLZ/Ort