Zeitschrift: Schweizer Heimwesen : Fachblatt VSA Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen

Band: 62 (1991)

Heft: 3

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Offizielles Organ des Vereins für Schweizerisches Heimwesen und der ihm angeschlossenen Regionalverbände und Fachgruppen



Durch Elektro-Hebesystem noch bequemer und praktischer. Dies zeichnet den Standard-Patienten-Lifter zusätzlich aus: patientengerecht, pflegeleicht, robust - ein unentbehrliches Hilfs-System für den täglichen Einsatz.

Systemdetails:

- Extrem leichte elektrische Höhenverstellung per Knopfdruck, Handtaster mit flexiblem Bedienkabel
- Energiesparendes, in der Geschwindigkeit stufenlos regel-

bares Ablassen (akkuunabhängig!) per Hydraulik-Ventilhebel.

- Steckdosenunabhängiger Akkubetrieb (12 V) für ca. 250
- Reserveanzeige im Handtaster für drei bis vier Hübe.
- Wandmontierte Ladestation, sekundenschneller Akkuwechsel.
- Höchstmass an Leichtlauf (z.B. auf Teppichböden) und Mobilität durch vier Lenkrollen, Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller.
- Schlagfeste Kunststoffbeschichtung aller äusseren Stabteile.
- Stosskanten mit PVC-Ummante-









Standard-Sitzlift

Technik im Detail:

- Tragkraft max. 150 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Breite: 750 mm
- Tiefe: 930 mm
- Hubsäulenhöhe: 1560 mm ● Höhenverstellung 680 mm (von ca. 250 bis ca. 930 mm).
- Sitzfläche körpergerecht,
- hygienisch, abnehmbare, grosse ovale Pflegeöffnung. Haltegriffe aus rostfreiem
- Edelstahl, hochklappbar und abnehmbar.
- PVC-Rückenlehne für den Einsatz an beiden Haltegriffen.
- Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Sitzlift Typ-Nr. 3990.996

Standard-Liegelift Technik im Detail:

- Tragkraft max. 140 kg
- Fahrgestellabmessungen
- Breite: 1070 mm
- Tiefe: 750 mm
- Hubsäulenhöhe: 1560 mm
- Höhenverstellung 680 mm (von ca. 210 bis ca. 890 mm).
- Bequeme, wasserfeste Polsterauflage mit mehreren Wasserablaufrinnen und -öffnungen.
- Fuss- und Rückenteil fünffach verstellbar.
- Fussstütze aus Edelstahl, rostfrei.
- Breiter Sicherheitsgurt, mehrfach verstellbar.

Standard-Liegelift Typ-Nr. 3991.999



Sitzpolster

Bequem, wasserfest mit grosser runder (Ø 170 mm) Pflege- bzw. Toilettenöffnung

Typ-Nr. 4022.000

So einfach geht's:

- Standard-Sitzlift/Standard-Liegelift an das Bett heranfahren (von links oder rechts möglich), Sitz/Liege absenken, Lenkrollen feststellen.
- Patient auf die Sitz-/Liegefläche drehen.
- Sitzlift: Patient aufrichten er hält sich am Haltegriff fest -, Rückenstütze in Position bringen.


Steckbecken-Halterung An der Unterseite des Sitzes montiert. Typ-Nr. 4023.100

Steckbecken mit Deckel Aus rostfreiem Edelstahl. Typ-Nr. 4023.000

- Liegelift: Rückenteil mit dem Patienten aufrichten und
- Patient mit dem Gurt sichern.
- Jetzt wird der Sitz/die Liege elektrisch angehoben und der Radfeststeller gelöst. Transportieren, Umbetten, Toilettenbenut-zung, Duschen, Wannenbad. Leicht für das Personal, bequem und sicher für den Patienten.







Technische Änderungen vorbehalten.


PATIENTENLIFT




ELEKTRISCH HEBEN, IM EINSATZ PORTABEL









(Hess) CH-Dübendorf

Inhaber Peter Hässig Im Schossacher 15 · 8600 Dübendorf Tel. 01/821 64 35 · Tx. 825 363 · Fax 821 64 33 Fabrikation und Handel von Klinik- und Praxisgeräten

Fabrication et commerce d'appareils pour cliniques et cabinets de consultations

Reinigungsmittel stehen ökologisch nicht immer mit weisser Weste da.

Henkel zeigt Ihnen schwarz auf weiss, was unter Ökologie zu verstehen ist.

Gerade in den Bereichen «Spital-» und «Objekthygiene» stellt sich das Problem der Umweltverträglichkeit. Henkel hat sich zum Ziel gesetzt, mit ökologisch vertretbaren Produkten einen Beitrag zum aktiven internationalen Umweltschutz zu leisten. Die Henkel-Forschung arbeitet laufend an der Entwicklung neuer, umweltverträglicher Produkte – was sich z.B. im Verzicht auf APEO, EDTA sowie FCKW und im Einsatz leicht abbaubarer Tenside niedergeschlagen hat. Für

immer mehr Produkte bietet Henkel Öko-Zertifikate, die genaue Angaben über das ökologische Verhalten der einzelnen Inhaltsstoffe enthalten. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Henkel & Cie AG, Lerzenstrasse 20, 8953 Dietikon, Tel. 01/741 18 18.

Henkel GV



Ihrem Wäscheberg geht's jetzt mit System an den Kragen. Claramatic-Flüssig-System von Lever Sutter.



Die Zukunft der professionellen Textilreinigung gehört den Flüssigwaschmitteln und automatischen Dosiersystemen. Lever Industrie hilft Ihnen jetzt umzusteigen auf mehr Wirtschaftlichkeit und Sicherheit beim Waschen:

Mit dem kompletten Claramatic Flüssig-System.
Für Sie bedeutet das nicht nur hervorragende Qualitätsprodukte
wie die Clarax Profi und Clarax Color Flüssigwaschmittel und die Claramatic
MIC gesteuerten Dosierpumpen, sondern auch umfassende Beratung und
laufende Serviceleistungen.

Rufen Sie uns einfach an, und der erste Schritt in die Zukunft der Textilreinigung ist getan.



Lever Sutter AG, 9542 Münchwilen, Tel. 073 27 27, Telex 883 388 Is ch, Telefax 073 27 22 53



Zweimal Varihesive® – zweimal prima Klima für die Wundversorgung. Der Varihesive®-Hydrokolloidverband arbeitet nach dem Prinzip

einer Blase: Er isoliert vor äußerlichen Einflüssen und schafft so um die Wunde herum ein feuchtes Klima – ideal für die Abheilung, denn so wird das Abwehrsystem des Patienten auf natürliche Weise gestärkt. Jetzt gibt es Varihesive® in zwei Varianten für alle Formen schwer heilender Wunden:

Varihesive® bei Ulcus cruris und Dekubitus.

Der selbsthaftende Varihesive®-Verband paßt sich

vollkommen flexibel der Hautoberfläche an – auch bei Hautfalten und Erhebungen wie Ellenbogen oder Becken. Das macht Varihesive® zur perfekten Wundversorgung, insbesondere bei Ulcus cruris und Dekubitus.

Varihesive® E bei stark nässenden Wunden.

Der Varihesive®-E-Verband nimmt durch seine spezielle Gewebestruktur noch mehr Wund-

sekret auf. Dadurch ist er besonders geeignet zur Behandlung stark nässender Verbrennungen zweiten Grades und zur Unterstützung der Hautregeneration nach Spalthautentnahme und Schürfwunden.





Squibb AG Convatec-Division Neuhofstr. 6 CH-6340 Baar

EINE SAUBERE LÖSUNG

ist das neue Reinigungs- und Desinfektionsautomaten-Programm von MEIKO.

Das ist Top-Technik für die hohen hygienischen Anforderungen.

Und höchste Sicherheit beim Waschen, Spülen und Desinfizieren von Steckbecken, Urinflaschen und anderen Pflegegeschirren.

Geräte mit vollelektronischer Steuerung, Pumpenautomatik, Duo-Power-Waschsystem, perfekter Desinfektionstechnik u.v.a.m. Vom kompakten Einzelgerät bis zur komplett ausgestatteten Pflegekombination

Gerne senden wir Ihnen ausführliche Unterlagen.







Suisse romande: R. Seematter, 021/9214786



Das SACON-Pflegebett garantiert Ihnen ideale Voraussetzungen für die Pflege Ihrer Patienten:

Vielseitige Verstellmöglichkeiten

Die richtige Pflegeposition einstellen, per Knopfdruck.

Höchste Bedienungssicherheit

Die Bedienung des Bettes ist ganz auf Sicherheit ausgelegt. Für Sie und Ihre Patienten eine wichtige Sache.

Entlastung soweit wie möglich

Der Patient erhält eine neue Selbständigkeit, die ihn motiviert – und Sie von vielen Handreichungen entlastet.

SACON – das Schweizer Pflegebett — wird in Ihren Händen zum perfekten Arbeitsgerät!

Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über alle wichtigen Details.



Telefon 01/7617751

Wenn es um Investitionen im Krankenhaus geht, dann bietet die Interhospital die besten Möglichkeiten für Information, Vergleich, Entscheidung.

Über 1500 Aussteller stellen sich mit aktuellen Produkten und Entwicklungen den Fachbesuchern aus aller Welt.

Interhospital 91, das heißt:

Medizintechnik · Arzneimittel · Rettungsmittel und Ausrüstung · Raumeinrichtungen · Organisationstechnik · Ver- und Entsorgungsgeräte · Verbauchs-

Meeting Point




Interhospital 91 23. -26. 4.1991

güter für Ver- und Entsorgung Haus- und Gebäudetechnik · Dienstleistungen · Fachliteratur, Institutionen, Medien.

Ausführliche Informationen über das umfassende Angebot und das Kongressprogramm des 16. Hospital Congress erhalten Sie von der:

Messe 1 Düsseldorf

INTERMESS Dörgeloh AG Obere Zäune 16 8001-Zürich Telefon: 01-2529988, Fax: 01-2611151



DekubitusProphylaxe und Heilung

Die den Gefahren des Dekubitus ausgesetzte Haut muss besonders gepflegt und behandelt werden. Die Fissan Produkte enthalten ausser dem bewährten Labilin®, hydrolysiertes Milcheiweiss, welches der biologischen Substanz der endogenen Hautproteine entspricht, weitere, aufeinander abgestimmte, aktive Substanzen, die die Haut regenerieren, nähren und heilen.

Creme Vitafissan mit Labilin®

Vitafissan enthält die Vitamine A, D+E sowie essentielle Fettsäuren. Diese Creme eignet sich ausgezeichnet zur Dekubitusprophylaxe. Halbfest in der Tube, verflüssigt sie sich beim Kontakt mit der Haut. Vitafissan dringt tief in die Gewebe ein und macht gefährdete Stellen widerstandsfähig.

Wundpaste Cicafissan mit Labilin®

Diese Wundpaste besitzt ein bemerkenswertes Heilvermögen. Sie hat eine lindernde, juckreizstillende, trocknende und leicht antiseptische Wirkkraft dank dem Zinkoxyd und dem Wismut. Sie verfügt zudem über ein ausgezeichnetes Deckvermögen. Cicafissan wird deshalb mit Erfolg für die sichere Heilung von Druckstellen infolge Wundliegens angewendet.

F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin 2 GE

