

Zeitschrift: Aînés : mensuel pour une retraite plus heureuse
Herausgeber: Aînés
Band: 23 (1993)
Heft: 4: a

Rubrik: Couture : un sac printanier antipickpockets!

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Un sac printanier antipickpockets!



Le studio de couture Elna a décidé d'associer élégance et sécurité! Il vous propose donc de «faire la nique aux pickpockets» avec un attrayant

SAC PRINTANIER

Selon le tissu choisi, votre sac connaîtra autant d'utilisations que vous le souhaitez... Ses dimensions: 50 cm de large sur 39 cm de haut.

Fournitures:

50 cm de coton solide, en 110 cm de large, pour le sac
50 cm de coton plus léger, en 110 cm de large, pour la doublure et la colerette
2,80 m de sangle
2 m de cordon
Fil à coudre solide

Marche à suivre

Dans le tissu du sac, couper un morceau de 50 x 78 cm et une bande de 50 x 20 cm pour la poche.

Dans le tissu plus léger, couper la doublure en 50 x 78 cm et 2 rectangles de 50 x 27 cm pour la colerette.

Montage

Plier le tissu du sac et de la poche par le milieu. Marquer avec un faufil.

Poche: préparer un ourlet de 1,5 cm de chaque côté, et le coudre.

Placer le milieu de la poche sur le milieu du sac, côté endroit.

Fixer la poche de chaque côté par un point droit.

Plier la sangle en deux. Marquer le milieu et le placer sur le milieu du fond, à 14 cm du bord. Epingler selon croquis et faire se rejoindre les deux extrémités de la sangle de l'autre côté. Arrêter avec un zigzag assez serré. Piquer sur chaque lisière de la sangle, en arrêtant à 3 cm du haut du sac.

Endroit contre endroit, piquer de chaque côté à 1 cm du bord, pour fermer le sac. Ouvrir les coutures au fer à repasser.


Placer la couture de côté sur la ligne de faufil du fond. Faire une piqûre horizontale à 6 cm de la pointe pour former la largeur du fond. Couper le surplus.

Procéder de même avec la doublure.

Fixer le sac et la doublure envers contre envers sur les rentrés du fond. Retourner et coudre ensemble, à 0,5 cm en haut du sac. Assembler les deux bandes de la colerette en laissant, de chaque côté, une ouverture de 5 cm. Replier un rentré de 1 cm, puis repasser un ourlet de 3 cm. Coudre.

Fixer la colerette au sac, endroit contre endroit, par une couture à 1 cm du bord. Rabattre à l'intérieur. Surpiquer à 1 cm du bord.

Couper le cordon en deux et le glisser dans l'ourlet de la colerette, une fois à gauche, une fois à droite. Faire un nœud à chaque extrémité.



Vous avez des questions, souhaitez obtenir des explications supplémentaires? N'hésitez pas à appeler le Studio de couture Elna au 022/345 88 31, interne 388.