Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des

Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen

Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatrischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-

Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (1989-1990)

Heft: 27

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


Was tun, wenn Ihre Haut Schutz braucht?

Dekubitusprophylaxe
und
Hautschutz
mit
Tegaderm™
und Reston™



Tegaderm Transparent-Verband

- Optimaler Hautschutz
- anschmiegsam
- atmungsaktiv
- wasserresistent
- einfache Anwendung



Reston Spezialpolster

- druckentlastend
- luftdurchlässig
- anschmiegsam
- selbstklebend
- einfache Anwendung



Reston Sitzkissen

- hoher Sitzkomfort
- druckausgleichend
- bequem
- hygienisch

Verlassen Sie sich auf die Prophylaxe-Systeme von 3M – Ihrer Haut zuliebe

Diagnostik, Sterilisation, Asepsis, Orthopädie, Ophthalmologie, Wundverschluss, Patientenpflege, Dentalprodukte, Pharmazeutika

3M (Schweiz) AGAbt. Medizin/Chirurgie
8803 Rüschlikon



WENN DIE HAUT SCHUTZ BRAUCHT

Wer hätte sie nicht gern – die sprichwörtliche Pfirsichhaut. Zart und geschmeidig ist sie, aber eben auch sehr empfindlich. Allzulanges Liegen beispielsweise hinterlässt Druckspuren und macht die Haut unansehnlich, weil der natürliche Hautschutz der Belastung nicht mehr genügt.

Vergleichsweise empfindlich und deshalb gefährdet ist auch die Haut vieler Patienten, die über längere Zeit immobil sind. Oberstes Gebot in dieser Situation ist, den Hautschutz zu verstärken und Druckstellen zu verhindern. Die systematische Lösung dieses Problems: **Tegaderm und Reston vom 3M.**

Tegaderm und Reston bieten weitgehende Entlastung für gefährdete Hautpartien. Die Beschaffenheit des Materials und die Wirkungsweise orientieren sich an der natürlichen Funktion von Haut und Fettgewebe. Es bleibt allerdings ein wesentlicher Unterschied, und zwar notabene ein positiver: der 3M-Hautschutz ist viel belastbarer und widerstandsfähiger als die natürliche Haut. Die Materialien unterstützen die Mobilität der Patienten, indem sie die geringsten Spontanbewegungen nutzen und so die Hautdurchblutung verbessern.

Tegaderm schützt wie die eigene Haut

Die Anwendung von Tegaderm auf den gefährdeten Hautpartien bürgt für wirksame Prophylaxe gegen das Wundliegen. Der Folienverband Tegaderm ist nicht okklusiv. Das Material ist transparent und erlaubt eine zuverlässige Kontrolle. Durch die Folie gelangt Sauerstoff auf die Haut, Wasserdampf kann ungehindert verdunsten. Ausserdem bietet die Folie wirksamen Schutz gegen äussere Einflüsse wie Wasser und Bakterien. Sie ist hauchdünn und lässt sich deshalb auch an schwierigen Körperpartien wie Ellbogen, Knie, Hüfte, Fersen und faltenreichen Hautpartien mühelos applizieren. Die Bewegungsfreiheit des Patienten bleibt voll erhalten. Tegaderm ist als Langzeit-Hautschutz konzipiert und schliesst dank seines hypoallergenen Klebstoffes Hautirritationen aus.

Reston entlastet wie das eigene Fettgewebe

Die Mikrozellen-Struktur des Reston-Kissens verleiht ihm dieselben Eigenschaften wie dem menschlichen Fettgewebe. Der Aufliegedruck wird ausgeglichen verteilt, schon die kleinste Spontanbewegung führt zu einer wechselnden Druckentlastung. Das Reston Floatation Pad ist mit dieser Funktion eine aktive Dekubitus-Prophylaxe und eignet sich insbesondere für Patienten, die über längere Zeit ans Bett gefesselt oder auf den Rollstuhl angewiesen sind.

Die umfassende Reston-Linie wird durch verschiedene Arten von Schaumstoffpolstern abgerundet. Diese Polster bestehen aus porösem Polyurethan und sind sowohl in Kissen- als auch in Rollenform erhältlich.

Vorbeugen ist besser als heilen! Diese alte Weisheit gilt für die Haut ganz besonders. Wenn es also um perfekten Hautschutz geht, sind Tegaderm und Reston von 3M die sicheren Alternativen.

Detaillierte Auskünfte und Dokumentationen erhalten Sie bei

3M (Schweiz) AG, Postfach, 8803 Rüschlikon, Tel. 01/724 92 31