

**Zeitschrift:** Bulletin der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften = Bulletin de l'Académie suisse des sciences médicales = Bollettino dell' Accademia svizzera delle scienze mediche

**Herausgeber:** Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

**Band:** 1 (1944-1945)

**Heft:** 2

**Artikel:** Der Gewindebolzen in der Frakturbehandlung

**Autor:** Schürch, O.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-306723>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 01.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Aus der chirurgischen Abteilung des Kantonsspitals Winterthur  
Chefarzt: Prof. Dr. O. Schürch

## Der Gewindebolzen in der Frakturbehandlung

Von O. Schürch

Der Techniker kennt den sog. *Gewindebolzen* oder die sog. *Stiftschraube*. Er verwendet sie, um Holz- oder Metallteile zusammenzuziehen und gegeneinander festzuhalten. Der Gewindebolzen besteht aus einem gewindetragenden Stab und den sog. *Gewindeteilen*. Es wurde schon ab und zu versucht, Frakturen des Tibiakopfes mittelst eines Gewindebolzens festzuhalten. Es geschah dies aber stets nach Freilegung der Fraktur. Es wurde nun, vom Prinzip des Führungsdrahtes ausgehend, der Gewindebolzen für die Frakturbehandlung technisch so entwickelt, daß eine Fixierung von Bruchstücken möglich ist, ohne die Fraktur freizulegen. Es sind nur 2 Stichinzisionen für das Einführen der Gewindeteile nötig. — Der so entwickelte Gewindebolzen wurde für eine Reihe von Frakturen verwendet. Das Vorgehen hat sich hier als sehr einfach und nützlich erwiesen. Vor allem geeignet für die Behandlung mittelst des Gewindebolzens sind Frakturen, wo die Fragmente auseinandergesprengt oder auseinandergerissen sind. Es betrifft dies in erster Linie die *Bimalleolarfrakturen* mit Sprengung der Gabel, die *Tibiakopffrakturen*. Ein besonderes Gebiet für den Gewindebolzen sind gewisse Formen von *Patellarfrakturen*. Besonders dann, wenn bei dem Trauma die Haut mitverletzt wurde, ist die übliche operative Behandlung der Patellarfraktur mit Schwierigkeiten oder Gefahren verbunden. Hier hat sich der Gewindebolzen, der die breite Freilegung des Gelenkes nicht notwendig macht, bewährt. In Frage kommen auch *Querfrakturen* der *Patella*, wo eine ausgedehnte Operation nicht gewünscht und eine frühe Bewegung nötig ist. Die solide Verschraubung der Fragmente mittelst des Gewindebolzens ermöglicht überhaupt eine Behandlung nur mit leichtem Verband und eine frühe Bewegung der Gelenke. Seltener wurde der Gewindebolzen bei gewissen Formen von Oberschenkelfrakturen verwendet. (Demonstration von Röntgenbildern.)

### *Résumé*

Le principe de la «*tige filetée*» a été perfectionnée d'une manière qui permet très facilement son emploi pour le traitement de certaines fractures.

Ce traitement est spécialement à recommander pour les fractures bimalleolaires, les fractures de la tête du tibia et pour certaines formes de fractures de la patelle.

### *Riassunto*

Il principio del «*tassello a passo di vite*» venne perfezionato in maniera da poterlo facilmente applicare in certe forme di frattura.

Il trattamento col «*tassello a passo di vite*» viene particolarmente raccomandato per le fratture bimalleolari, per le fratture della testa della tibia nonché per certe forme di frattura della patella.

### *Summary*

The principle of the «*threaded bolt*» has been perfected in such a way, that it can easily be applied for certain forms of fractures.

The treatment by «*threaded bolt*» can be recommended particularly for fractures bimalleolares, for fractures of the head of the tibia and for certain forms of fractures of the patella.

### *Diskussion*

*E. Rothlin* (Basel): Votant fragt, ob man für diese Zwecke nicht auch Magnesium verwenden könnte, da metallisches Magnesium im Organismus, wenn auch langsam, so doch vollständig zur Resorption gelangt. Dadurch könnte die Maßnahme der operativen Entfernung des Metallbolzens umgangen werden.